

Tabla de Contenido

Prusa Face Shield - registro de cambios	3
Paso 1 - Historial de versiones	4
Paso 2 - Versión RC1	4
Paso 3 - Versión RC2	5
Paso 4 - Version RC3	6

Prusa Face Shield - registro de cambios



help.prusa3d.com/g126412

Escanea el código QR para ver la última versión de este capítulo.



PASO 1 Historial de versiones



- Versiones del Protector Facial Prusa
 - 03/2019 - Versión inicial RC1
 - 03/2019 - Versión mejorada RC2
 - 03/2019 - Versión mejorada RC3

PASO 2 Versión RC1



- Versión inicial del diseño.

PASO 3 Versión RC2



- ◆ **Cambios en la versión RC2 (en comparación con la RC1):**
 - ◆ Aumento del grosor de la pared (ligeramente más rígido y más duradero)
 - ◆ La diadema ya no está impresa comprimida - Presión más baja en la sien.
 - ◆ La visera se alejó más de la frente, lo que permite un mejor ajuste sobre respiradores más grandes y gafas protectoras.
 - ◆ La parte impresa ahora tiene una extensión para la visera (la visera se curva menos que la diadema).

PASO 4 Version RC3



- Cambios en la versión RC3 (en comparación con la RC2):
 - Se eliminaron los orificios hexagonales para velocidades de impresión más rápidas.
 - Varias optimizaciones para la impresión de forma apilada.
 - Nuevos archivos de impresión con 4 diademas apiladas una encima de la otra.
 - Nueva versión estadounidense para encajar en el triple agujero perforado.
